



# 染色体解析前処理装置 HANABIシリーズ

Confidential

## Harvester

細胞収穫の自動化



### HANABI P1

- 16サンプル
- 約1.5時間



### HANABI P2p

- 24サンプル
- 約1.5時間



### HANABI P3p

- 64サンプル
- 約1.5時間

## Spreader

展開工程の自動化



### HANABI P5

- 10サンプル
- 30分間



### HANABI P6

- 5サンプル
- 5分間



### HANABI P7

- 24サンプル
- 1時間

## Stainer

エージング・染色工程の自動化



### HANABI S1020

- 20サンプル
- 30分間



### HANABI SA5000

- 5サンプル
- 30秒間